

1 February - 30 April 2026

PROMOTION

FULL OF LOVE



Parafilm

- ยึดได้ถึง 500%
- มาพร้อมตัววัด



Cat.no.

H-01



Description

- Film Size: 10 cm * 38 m (4 IN. X 125 FT.)
- Boxes Per Case: 12
- Box Size: 15*13.5*12.5 cm
- Carton Size: 40*32*30 cm

Special
Price

580.-

Incubator Shaker



Cat.no.

SK-1



Description

- Capacity: 100L
- Temperature: RT +5 to 50 °C
- Speed: 40~280 rpm
- Std.Holder: Spring Tray
- Display: LCD display
- Shaking mode: Orbital (20mm)

Special
Price

69,000.-

Chemical Reagent Storage Cabinet



Cat.no.

SWN2001



Description

- Prefilter + Carbon Filter + HEPA Filter
- High Efficiency and Silent Fan (Twin Fan System)
- Shelves: 12 ea
- Size(LxDxH): 1,250x760x2005 (mm)

Special
Price

490,000.-

LCD DISPLAY



LED LAMP X 2 EA



STEEL PLATE WITH



@provsci



ULTRASONIC CLEANER

Derui®



P | Multi-functional

- LCD, tactile keys, and control knobs
- Heating, 30~80 °C
- Timer, 0-60 min
- Ultrasonication, 37 kHz

- ✓ **Degas** ไล่ฟองอากาศในน้ำ และตัวทำละลายที่ใช้ใน HPLC
- ✓ **Sweep** เพิ่มประสิทธิภาพในทำความสะอาดอุปกรณ์อย่างทั่วถึง
- ✓ **Pulse** ช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นบนพื้นผิวชิ้นงานได้ในระยะเวลาสั้นๆ
- ✓ **Power** ปรับพลังงานได้ 3 ระดับ รองรับการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น

Product Specification

Model	Ultrasonic Power	Heating Power	Drainage Valve	Tank Volume	Tank Dimensions	Special Price
DR-P60	240 W	270 W	✗	6.0 L	302×152×150 mm	19,500
DR-P100	320 W	310 W	✓	10.0 L	302×239×150 mm	26,500
DR-P220	480 W	470 W	✓	22.0 L	498×296×150 mm	34,900
DR-P280	640 W	620 W	✓	28.0 L	502×298×200 mm	39,500



PRO SET พิเศษ ชื่อ EV400VAC

ฟรี Water Chiller และ Vacuum Pump ในราคา **315,000.-**



Rotary Evaporator EV400Vac



Vertical-Type Condensation Unit

- Cooling surface: 1,500 sq cm
- Manual tilt adjustment: 0° to 60°



Main Unit

- Epoxy-coated aluminum-steel casting
- PTFE & FKM seal materials
- Dimension (mm): L600×W400×H900



Heating Bath (5 l)

- PID control, ambient~230°C ±1°C
- Heating power: 1,300 W
- Heating surface: PTFE-coated SS 304L
- Outer body: PBT



Color Touch Control Unit

- Bidirectional rotation, 20~300 rpm
- Motorized lifting, 16 cm stroke
- Built-in vacuum controller

Oil-Free Vacuum Pump



VP18R Plus

- Pump capacity: 18 L/min @20mbar
- Motor power: 140 W
- Dimension (mm): L294×W170×H240

FREE 39,900.-

Recirculating Water Chiller



H50-500

- PID control, -5°C~35°C ±0.3°C
- Pump capacity: 3 L/min @10psi
- Reservoir volume: 1.8 L
- Dimension (mm): L480×W250×H500

FREE 92,500.-

All items: Warranty 1 year / Excluded VAT 7%

หมายเหตุ: **ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดสินค้าในเอกสารเล่มนี้(ทุกผลิตภัณฑ์)โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**