

สินค้ามีจำนวนจำกัด ให้สิทธิ์แก่ลูกค้าที่สั่งซื้อก่อนเท่านั้น

Warranty 1 year / Excluded vat 7%

GENERAL LAB | LIFE SCIENCE | ANALYTICAL



MicroPette semi autoclvable

- น้ำหนักเบา มีปุ่มปลด Tip แยก ใช้งานง่ายไม่เมื่อยมือ

(Half- Autoclavable)
single channel

- 0.5-10µL (เหลือเพียง 13 เครื่อง)
- 5-50µL (เหลือเพียง 14 เครื่อง)
- 10-100µL (เหลือเพียง 33 เครื่อง)
- 1000-5000µL (เหลือเพียง 2 เครื่อง)

DLAB

ราคาปกติ ~~1,500.-~~

ราคาพิเศษ 1,300.—

MicroPette semi autoclvable 8-Channel

- เหมาะกับ Microplate 96-well หัวหมุนได้ 360°
- การฆ่าเชื้อ ถอดปลายอบ Autoclave ได้ (121°C)

(Half- Autoclavable)
single channel

- 0.5-10µL (เหลือเพียง 1 เครื่อง)

DLAB

ราคาปกติ ~~8,500.-~~

ราคาพิเศษ 7,500.—





Handheld Homogenizer D-160

- ความเร็วรอบ 8,000-32,000 rpm (ปรับได้ 10 ระดับ)
- ปริมาตรปั่น 0.1-250mL (ขึ้นอยู่กับหัวปั่นที่เลือกใช้)
- ความหนืดสูงสุด: 5,000 mPas

DLAB

ราคาปกติ ~~28,500.-~~

ราคาพิเศษ 21,500.—

(เหลือเพียง 1 เครื่อง)

Handheld Homogenizer D-500

- ความเร็วรอบ 10,000-30,000 rpm (ปรับได้ 6 ระดับ)
- ปริมาตรปั่น 10-40,000 mL (ขึ้นอยู่กับหัวปั่นที่เลือกใช้)
- ความหนืดสูงสุด 10,000 mPas

DLAB

ราคาปกติ ~~39,000.-~~

ราคาพิเศษ 34,500.—

(เหลือเพียง 1 เครื่อง)



หางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดในเอกสารนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Micro Centrifuge T10k

- ความเร็วรอบสูงสุด 10,000 rpm
- ค่าแรงเหวี่ยง (RCF) 5,000x g

Rotor 6x1.5 ml/ 0.5 ml/0.2 ml

10,000 rpm

MEDSPIN



ราคาปกติ ~~8,500.-~~

ราคาพิเศษ 7,900.—

(เหลือเพียง 5 เครื่อง)

Low Speed Centrifuge TD4

- ความเร็วรอบสูงสุด 4,000 rpm
- ค่าแรงเหวี่ยง (RCF) 2,100x g
- หน้าจอ LED

Rotor 6x15 ml



4,000 rpm

MEDSPIN



ราคาปกติ ~~19,000.-~~

ราคาพิเศษ 17,500.—

(เหลือเพียง 1 เครื่อง)

Multi-Function Mini Centrifuge HW6

- ความเร็วรอบสูงสุด 1,000-12,000 rpm
- ค่าแรงเหวี่ยง (RCF) 2,100x g
- หน้าจอ LCD

Standard Rotor



L-2109
ใส่หลอดขนาด : 6X1.5 ml/2.0 ml and 2x8x0.2PCR tubes,adapter for 0.2ml/0.5ml tubes.

1,000-1,200 rpm

HWLAB



ราคาปกติ ~~13,900.-~~

ราคาพิเศษ 10,500.—

(เหลือเพียง 8 เครื่อง)

Universal Power Supply JY-SPCT

- ขนาดถาดเจล: 15X10,15X15,15X20 และ และ 15X25 ซม.
- ความจุตัวอย่าง สูงสุด 112 ตัวอย่าง
- ปริมาตรบัฟเฟอร์~1,000 mL
- การใช้งานแยกและวิเคราะห์ DNA/RNA (Horizontal Gel Electrophoresis)



ราคาปกติ ~~14,900.-~~

ราคาพิเศษ 13,500.—

(เหลือเพียง 1 เครื่อง)

JUNYI

Universal Power Supply JY300C

- หน้าจอ: LCD
- ช่วงการจ่ายไฟ
  -แรงดันไฟ 5-300 V
  -กระแสไฟ 1-400 mA
  -กำลังไฟ 1-120 W
- ช่องเชื่อมต่อ 4 คู่ (ต่อใช้งานพร้อมกันได้สูงสุด 4 ชุด)
- การตั้งเวลา 1นาที-99 ชั่วโมง 59 นาที



ราคาปกติ ~~28,500.-~~

ราคาพิเศษ 25,500.—

(เหลือเพียง 1 เครื่อง)

JUNYI

Water Bath DSB-500

- อุณหภูมิ: Ambient+5°C ถึง 100°C
- วัสดุ อ่างสแตนเลสไร้รอยต่อ
- มีปั๊มหมุนเวียนน้ำในตัว กระจายความร้อนได้สม่ำเสมอทั่วทั้งอ่าง



ความจุ 10 ลิตร

DIGISYSTEM

ราคาปกติ ~~18,500.-~~

ราคาพิเศษ 13,500.—

(เหลือเพียง 1 เครื่อง)

Water Bath WB-1000D

- อุณหภูมิ: Ambient+5°C ถึง 100°C
- วัสดุ อ่างสแตนเลสไร้รอยต่อ
- อ่างควบคุมอุณหภูมิน้ำแบบไม่หมุนเวียน
- หน้าจอ LED



ความจุ 20 ลิตร

DIGISYSTEM

ราคาปกติ ~~20,800.-~~

ราคาพิเศษ 18,500.—

(เหลือเพียง 1 เครื่อง)

UV/Vis Spectrophotometer UV-1500CSPC

- ช่วงความยาวคลื่น: 190-1100 nm (รองรับช่วง UV และ Visible)
- ความกว้างแถบสเปกตรัม: 4 nm หรือ 5 nm
- ระบบวัดแสง: Single Beam (ความแม่นยำ ±0.5 ถึง ±1 nm)
- ช่องใส่ตัวอย่าง: รองรับ Cuvette 10 mm(ใส่ได้ 4 ช่อง)
- หน้าจอ LCD Digital Display



ราคาปกติ ~~195,100.-~~

ราคาพิเศษ 159,000.—

(เหลือเพียง 1 เครื่อง)

MACY

Visible Spectrophotometer V-1100

- ช่วงความยาวคลื่น: 325-1020 nm
- ความกว้างแถบสเปกตรัม: 4 nm หรือ 5 nm
- ระบบวัดแสง: Single Beam (ความแม่นยำความยาวคลื่น ±2 nm)
- ช่องใส่ตัวอย่าง: รองรับ Cuvette 10 mm(ใส่ได้ 4 ช่อง)
- หน้าจอ LED Display



ราคาปกติ ~~37,300.-~~

ราคาพิเศษ 33,570.—

(เหลือเพียง 3 เครื่อง)

MACY

www.provsci.com
provsci9@gmail.com
Provision Scientific
252 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
252 Suan Siam Road , Khannayao Khannayao Bangkok 10230
0 2517 5772-4 ต่อ 818
ตลาดวิทยาศาสตร์
ProVsci
LINE ID : @provsci

Micropette Plus
(121°C FULLY Autoclavable)



- ใช้สำหรับดูดและปล่อยของเหลวปริมาณน้อยได้อย่างแม่นยำ
- ปุ่มกดด้านบน (Plunger): สำหรับกดดูดและปล่อยของเหลว
- ปุ่มปลดทิป (Tip Ejector Button): สำหรับกดทิ้งปลายทิปที่ใช้แล้ว
- ส่วนด้ามจับ (Finger Rest / Body): ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้จับถนัดมือ
- ก้านและปลายไพเพท (Shaft / Tip Cone): สำหรับใส่ปลายทิปพลาสติก (Pipette Tip)

ONiLAB
ราคาปกติ ~~1,800~~.-
ราคาพิเศษ 1,530.—





Volume Range

- 2-20µL (เหลือเพียง 37 เครื่อง)
- 100-1000µL (เหลือเพียง 17 เครื่อง)
- 10-100µL (เหลือเพียง 10 เครื่อง)
- 1000-5000µL (เหลือเพียง 2 เครื่อง)
- 0.1-2.5µL (เหลือเพียง 84 เครื่อง)
- 5-50µL (เหลือเพียง 45 เครื่อง)
- 0.5-10µL (เหลือเพียง 7 เครื่อง)
- 20-200µL (เหลือเพียง 8 เครื่อง)
- 1-10mL (เหลือเพียง 2 เครื่อง)

Semi Autoclavable

LCD Digital Magnetic Hotplate Stirrer
MS7-H550-Pro

- หน้าจอ LCD
- ขนาดแผ่นหน้าเตา 7 นิ้ว
- วัสดุแผ่นหน้าเตา เซรามิกแก้ว (Glass Ceramic) ทนทานต่อสารเคมี
- ช่วงอุณหภูมิความร้อน อุณหภูมิห้อง ถึง 550°C
- ช่วงความเร็วรอบ 100-1,500 rpm
- ปริมาตรการกวนสูงสุด 20 ลิตร



ONiLAB
ราคาปกติ ~~21,800~~.-
ราคาพิเศษ 18,500.—
(เหลือเพียง 8 เครื่อง)

LCD Digital Magnetic Hotplate Stirrer
MS10-H500-Pro

- หน้าจอ LCD
- ขนาดแผ่นหน้าเตา 10x10 นิ้ว
- วัสดุแผ่นหน้าเตา เซรามิกแก้ว (Glass Ceramic) ทนทานต่อสารเคมี
- ช่วงอุณหภูมิความร้อน อุณหภูมิห้อง ถึง 500°C



ONiLAB
ราคาปกติ ~~28,500~~.-
ราคาพิเศษ 24,000.—
(เหลือเพียง 3 เครื่อง)

Palm High-Speed Micro Centrifuge
D1012UA

- หน้าจอ OLED
- ความเร็วรอบ 10,000 RPM และเวลา (Time: 20:00 นาที)
- แรงปั่นเหวี่ยงสูงสุด ประมาณ 6,708 × g
- ความจุโรเตอร์ -0.5/1.5/2.0 mL (12 ช่อง) และหลอด PCR 0.2 mL



ONiLAB
ราคาปกติ ~~10,500~~.-
ราคาพิเศษ 8,500.—
(เหลือเพียง 3 เครื่อง)



A4-PCR8P
Cat.No. 19201165
ใส่หลอดขนาด : 0.2 ml×32 PCR 8 strips x1 ชิ้น



A8-2P
Cat.No. 19201164
ใส่หลอดขนาด : 2ml/1.5ml×8,0.2ml×8,0.5ml×8 x1 ชิ้น
SA02P2 และ SA05P2

Handheld Homogenizer
D160

- ช่วงความเร็วรอบ 8,000-32,000 รอบต่อนาที
- การปรับระดับความเร็ว ปรับได้ 10 ระดับ
- ความหนืดสูงสุด 5,000 mPa•s
- ปริมาตรสารตัวอย่าง 0.1 mL-250 mL



ONiLAB
ราคาปกติ ~~29,200~~.-
ราคาพิเศษ 26,500.—
(เหลือเพียง 1 เครื่อง)

LCD Digital Overhead Stirrer
OS40-S

- หน้าจอ: LCD
- ความเร็วรอบ 50-2,200 RPM
- ปริมาตรสูงสุด 20 ลิตร
- ความหนืดสูงสุด 10,000 mPa•s



ONiLAB
ราคาปกติ ~~23,000~~.-
ราคาพิเศษ 19,900.—
(เหลือเพียง 1 เครื่อง)

High Speed Centrifuge
Mini-15K

- ความเร็วรอบสูงสุด 14,500-15,000 rpm
- ค่าแรงเหวี่ยง (RCF) 14,000-15,100 ×g
- หน้าจอ LCD



14,500-15,000 rpm

ALLSHENG

ราคาปกติ ~~31,500~~.-
ราคาพิเศษ 28,900.—
(เหลือเพียง 1 เครื่อง)

CHILLER
DLSB-5L

- ช่วงอุณหภูมิปรับได้ต่ำสุด-10°C
- ความแม่นยำอุณหภูมิ: ±0.2°C ถึง ±2.0°C
- อัตราการไหล แรงส่ง 20-35 L/min
- ระบบควบคุมหน้าจอดิจิทัล
- ถังภายในและท่อสแตนเลส (SUS304) ทนการกัดกร่อน
- ทนได้ดีน้ำกลั่น, แอลกอฮอล์ ,เอทิลีนไกลคอล,กรดอ่อน



ความจุ 5L
-20°C

LANPHAN

ราคาปกติ ~~131,500~~.-
ราคาพิเศษ 115,200.—
(เหลือเพียง 1 เครื่อง)

CHILLER
DLSB-10L

- ช่วงอุณหภูมิปรับได้ต่ำสุด-10°C
- ความแม่นยำอุณหภูมิ: ±0.2°C ถึง ±2.0°C
- อัตราการไหล แรงส่ง 20-35 L/min
- ระบบควบคุมหน้าจอดิจิทัล
- ถังภายในและท่อสแตนเลส (SUS304) ทนการกัดกร่อน
- ทนได้ดีน้ำกลั่น, แอลกอฮอล์ ,เอทิลีนไกลคอล,กรดอ่อน



ความจุ 10L
-10°C

LANPHAN

ราคาปกติ ~~159,000~~.-
ราคาพิเศษ 145,900.—
(เหลือเพียง 2 เครื่อง)

LCD Digital Hotplate
HP500-Pro

- หน้าจอ LCD
- ขนาดแผ่นหน้าเตา 10x10 นิ้ว
- วัสดุแผ่นหน้าเตา เซรามิกแก้ว (Glass Ceramic) ทนทานต่อสารเคมี
- ช่วงอุณหภูมิความร้อน อุณหภูมิห้อง ถึง 500°C
- ฟังก์ชันตั้งเวลา ทำงานได้ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที

ONiLAB
ราคาปกติ ~~23,100~~.-
ราคาพิเศษ 19,000.—
(เหลือเพียง 3 เครื่อง)



LCD Digital Hotplate
HP550-S

- จอ LED
- ขนาดแผ่นหน้าเตา 7 นิ้ว
- วัสดุหน้าเตาแก้วเซรามิก (Glass Ceramic) ทนทานต่อสารเคมี
- ช่วงอุณหภูมิความร้อน อุณหภูมิห้อง ถึง 550°C

ONiLAB
ราคาปกติ ~~15,800~~.-
ราคาพิเศษ 12,500.—
(เหลือเพียง 5 เครื่อง)



EcoStir Square Plate Magnetic Stirrer
EcoStir

- ความเร็วรอบ 300-1,500 rpm ปรับความเร็วด้วยลูกบิด
- ปริมาตรปั่นสูงสุด 1.5 Liters
- หน้าเพลทเส้นผ่านศูนย์กลาง 120mm วัสดุ PET ทนเคมีได้ดี

ONiLAB
ราคาปกติ ~~7,200~~.-
ราคาพิเศษ 6,300.—
(เหลือเพียง 6 เครื่อง)



Vertical Autoclave
LPLS-75HD

- หน้าจอ LCD/LED
- ช่วงอุณหภูมิฆ่าเชื้อ 105°C-134°C
- แรงดันสูงสุด 0.22 MPa / 2.2 Bar)
- ช่วงเวลาฆ่าเชื้อ: 0-999 นาที

ความจุ 75L

LANPHAN

ราคาปกติ ~~97,200~~.-
ราคาพิเศษ 87,500.—
(เหลือเพียง 2 เครื่อง)



Vertical Autoclave/Steam Sterilizer
LS-50LD

- หน้าจอ LCD
- อุณหภูมิใช้งานสูงสุดประมาณ 126°C-134°C
- หน้าจอ LCD
- แรงดันสูงสุด 0.14-0.22 MPa

ความจุ 50L

LANPHAN

ราคาปกติ ~~67,000~~.-
ราคาพิเศษ 60,300.—
(เหลือเพียง 3 เครื่อง)



Vertical Autoclave/Steam Sterilizer
LS-75LD

- หน้าจอ LCD
- อุณหภูมิใช้งานสูงสุดประมาณ 126°C-134°C
- หน้าจอ LCD
- แรงดันสูงสุด 0.14-0.22 MPa

ความจุ 75L

LANPHAN

ราคาปกติ ~~81,300~~.-
ราคาพิเศษ 73,170.—
(เหลือเพียง 3 เครื่อง)



Palm High-Speed Micro Centrifuge
MS-PA

- หน้าจอ LED
- ช่วงความเร็วรอบ 100-1,500 RPM
- ปริมาตรการกวนสูงสุด 3 ลิตร
- วัสดุตัวเครื่อง/เพลท ทำจาก Nylon + GF ทนสารเคมีได้ดี

ONiLAB
ราคาปกติ ~~8,500~~.-
ราคาพิเศษ 5,000.—
(เหลือเพียง 9 เครื่อง)



Ultra-flat Compact Magnetic Stirrer
FlatSpin

- ช่วงความเร็วรอบ 15-1,500 rpm
- ปริมาตรกวนสารสูงสุด (H_2O) 0.8 ลิตร (800 mL)
- ระบบกวนสารแบบสลับทิศทางมุมสลับทิศทางอัตโนมัติทุกๆ 30 วินาที
- ขนาดหน้าเพลท เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม.
- วัสดุหน้าเพลท PET ทนสารเคมี

ONiLAB
ราคาปกติ ~~4,700~~.-
ราคาพิเศษ 3,800.—
(เหลือเพียง 3 เครื่อง)



Low-speed Centrifuge
CF0506

- หน้าจอ LCD
- แรงเหวี่ยงสูงสุด (Max. RCF): 2,350 xg
- ความเร็วรอบ: 300-5,000 rpm



Rotor type : 6x15mL/10mL/7mL/1.5-5mL

ONiLAB
ราคาปกติ ~~10,000~~.-
ราคาพิเศษ 9,000.—
(เหลือเพียง 3 เครื่อง)



Heating Mantle



LANPHAN

- จอแสดงผลแบบดิจิทัล LED
- อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 380°C
- ความแม่นยำ (Accuracy) ±1°C
- ให้ความร้อนขวดแก้วก้นกลม (Round Bottom Flask) สำหรับงานแล็บ
- แรงดันไฟฟ้า (Voltage): 220V AC / 50Hz

Volume Range

- ขนาด 3L → ~~7,500~~.- **ราคาพิเศษ 6,900.—** (เหลือเพียง 1 เครื่อง)
- ขนาด 5L → ~~15,000~~.- **ราคาพิเศษ 13,000.—** (เหลือเพียง 1 เครื่อง)
- ขนาด 100L → ~~8,300~~.- **ราคาพิเศษ 5,000.—** (เหลือเพียง 1 เครื่อง)
- ขนาด 250L → ~~8,900~~.- **ราคาพิเศษ 5,200.—** (เหลือเพียง 1 เครื่อง)

Handheld Homogenizer

MT-30K-C

- วงความเร็ว: ~8,000-35,000 RPM (ปรับระดับได้ด้วยปุ่ม +/-)
- หน้าจอ LED แสดงระดับความเร็ว
- ปริมาตรที่รองรับ: ~0.1-250 mL (ขึ้นอยู่กับขนาดหัวปั่น)



MIULAB

ราคาปกติ ~~33,000.-~~

ราคาพิเศษ 24,500.—

(เหลือเพียง 1 เครื่อง)

Micro-plate Centrifuge

MINIP-2500

- เครื่องเหวี่ยงปั่นตกสาร (Spin down) สำหรับ PCR Plate
- ความเร็วรอบ: 2,500 RPM
- การตั้งเวลา 1-99 วินาที / ปั่นสั้น



MIULAB

ราคาปกติ ~~25,000.-~~

ราคาพิเศษ 20,000.—

(เหลือเพียง 1 เครื่อง)

Micro-plate Shaker

MIX-1500N

- ความจุ รองรับได้พร้อมกัน 4 เพลท (PCR Plate 96-well)
- ความเร็วปรับได้สูงสุด ~1,200-1,500 rpm
- หน้าจอ LCD



MIULAB

ราคาปกติ ~~27,000.-~~

ราคาพิเศษ 25,000.—

(เหลือเพียง 1 เครื่อง)

Ultrasonic Cleaner

D-S08

- ล้างคราบสกปรกชิ้นงานขนาดเล็ก (แว่นตา, เครื่องประดับ, อุปกรณ์แล็บ)
- ความจุ~600 ml
- การตั้งเวลา เลือกตั้งเวลาได้ 5 ระดับ (1, 2, 3, 4, 5 นาที)

600 mL

Derui

ราคาปกติ ~~1,200.-~~

ราคาพิเศษ 890.—

(เหลือเพียง 15 เครื่อง)



Ultrasonic Cleaner

DR-MH40

- หมาะสำหรับ: เครื่องมือแพทย์/แล็บ, เครื่องประดับ, แว่นตา, ชิ้นส่วนอะไหล่เล็ก
- ตั้งเวลาล้าง 0-60 นาที + ปรับความร้อนได้สูงถึง 80°C
- คลื่น 40 kHz ขจัดคราบฝังลึกและซอกซอนได้สะอาดยอดเยี่ยม
- วัสดุตัวเครื่องและถัง ทำจากสแตนเลสสตีลเกรด SUS304

4L

Derui

ราคาปกติ ~~9,800.-~~

ราคาพิเศษ 7,900.—

(เหลือเพียง 8 เครื่อง)



Ultrasonic Cleaner

DR-MH120

- หมาะสำหรับ: เครื่องมือแพทย์/แล็บ, เครื่องประดับ, แว่นตา, ชิ้นส่วนอะไหล่เล็ก
- ตั้งเวลาล้าง 0-60 นาที + ปรับความร้อนได้สูงถึง 80°C
- คลื่น 40 kHz ขจัดคราบฝังลึกและซอกซอนได้สะอาดยอดเยี่ยม
- วัสดุตัวเครื่องและถัง ทำจากสแตนเลสสตีลเกรด SUS304

12L

Derui

ราคาปกติ ~~24,500.-~~

ราคาพิเศษ 19,000.—

(เหลือเพียง 1 เครื่อง)



Black-box Type UV Analyzer

BTU-6

- ส่องดูแถบ DNA/RNA/Protein ในเจล
- ความยาวคลื่น UV: 312 nm (UV-B)



MIULAB

ราคาปกติ ~~43,000.-~~

ราคาพิเศษ 35,900.—

(เหลือเพียง 1 เครื่อง)

Water Bath Shaker

SWT-100

- อุณหภูมิ: RT+5°C ถึง 100°C
- ความเร็วเขย่า ~20-200 rpm



MIULAB

ราคาปกติ ~~49,500.-~~

ราคาพิเศษ 44,400.—

(เหลือเพียง 1 เครื่อง)

Micro-plate Shaker Incubator

ST70-2N

- ความจุ รองรับได้พร้อมกัน 2 เพลท (PCR Plate 96-well)
- ความเร็วเขย่า: 300-1,200 rpm
- อุณหภูมิ: RT+5°C ถึง 70°C
- หน้าจอ LCD



MIULAB

ราคาปกติ ~~54,900.-~~

ราคาพิเศษ 49,500.—

(เหลือเพียง 1 เครื่อง)

Ultrasonic Cleaner with Degas and Sweep

DR-DS30

- จอไฟ LED + ปุ่มกด Sweep (กระจายคลื่น) และ Degas (ไล่ฟองอากาศ)
- หมุนปรับเวลา 1-30 นาที / ความร้อน 20-80°C
- วัสดุสแตนเลสทั้งตัว

3L

Derui

ราคาปกติ ~~12,800.-~~

ราคาพิเศษ 9,000.—

(เหลือเพียง 6 เครื่อง)



Ultrasonic Cleaner with Degas and Sweep

DR-DS40

- จอไฟ LED + ปุ่มกด Sweep (กระจายคลื่น) และ Degas (ไล่ฟองอากาศ)
- หมุนปรับเวลา 1-30 นาที / ความร้อน 20-80°C
- วัสดุสแตนเลสทั้งตัว

4L

Derui

ราคาปกติ ~~15,500.-~~

ราคาพิเศษ 9,800.—

(เหลือเพียง 2 เครื่อง)



Ultrasonic Cleaner with Degas and Sweep

DR-DS60

- จอไฟ LED + ปุ่มกด Sweep (กระจายคลื่น) และ Degas (ไล่ฟองอากาศ)
- หมุนปรับเวลา 1-30 นาที / ความร้อน 20-80°C
- วัสดุสแตนเลสทั้งตัว

6L

Derui

ราคาปกติ ~~18,000.-~~

ราคาพิเศษ 13,000.—

(เหลือเพียง 1 เครื่อง)



Bacti-Cinerator Sterilizer

HY800

- อุณหภูมิสูงสุด 815-825°C (ปรับ High/Low ได้)
- เวลาฆ่าเชื้อ 5-7 วินาที
- เวลาทำความร้อน 15-20 นาที
- ขนาดช่องใส่เส้นผ่านศูนย์กลาง ~14-15 มม. ลึก ~100-150 มม.



MIULAB

ราคาปกติ ~~8,700.-~~

ราคาพิเศษ 7,500.—

(เหลือเพียง 10 เครื่อง)

Bacti-Cinerator Sterilizer

HY800D

- อุณหภูมิสูงสุด 815-825°C (ปรับ High/Low ได้)
- เวลาฆ่าเชื้อ 5-7 วินาที
- เวลาทำความร้อน 15-20 นาที
- ขนาดช่องใส่เส้นผ่านศูนย์กลาง ~35 มม. ลึก 14-15 มม.



MIULAB

ราคาปกติ ~~9,900.-~~

ราคาพิเศษ 8,500.—

(เหลือเพียง 10 เครื่อง)

Dry Cabinet

AD-30S

- การคุมความชื้น: จอดิจิทัล คุมอัตโนมัติ (25%-60% RH)
- มีไฟ LED ด้านใน ถาดปรับระดับได้ พร้อมกุญแจล็อค

ANDBON

30L

ราคาปกติ ~~5,400.-~~

ราคาพิเศษ 4,200.—

(เหลือเพียง 5 เครื่อง)



Ultrasonic Cleaner with Degas and Sweep

DR-DS100

- จอไฟ LED + ปุ่มกด Sweep (กระจายคลื่น) และ Degas (ไล่ฟองอากาศ)
- หมุนปรับเวลา 1-30 นาที / ความร้อน 20-80°C
- วัสดุสแตนเลสทั้งตัว

10L

Derui

ราคาปกติ ~~24,800.-~~

ราคาพิเศษ 21,500.—

(เหลือเพียง 1 เครื่อง)



Ultrasonic Cleaner

DR-P45

- หน้าจอ LCD Digital + ปุ่มฟังก์ชัน Degas (ไล่ฟองอากาศ), , Sweep (กระจายคลื่น), Pulse (กระแทกคราบแน่น)
- หมุนปรับเวลา 1-99 นาที ช่วงปรับอุณหภูมิ: 0°C ถึง 80°C
- วัสดุสแตนเลสทั้งตัว

4L

Derui

ราคาปกติ ~~11,800.-~~

ราคาพิเศษ 9,700.—

(เหลือเพียง 2 เครื่อง)



Ultrasonic Cleaner

DR-P60

- หน้าจอ LCD Digital + ปุ่มฟังก์ชัน Degas (ไล่ฟองอากาศ), , Sweep (กระจายคลื่น), Pulse (กระแทกคราบแน่น)
- หมุนปรับเวลา 1-99 นาที ช่วงปรับอุณหภูมิ: 0°C ถึง 80°C
- วัสดุสแตนเลสทั้งตัว

6L

Derui

ราคาปกติ ~~17,500.-~~

ราคาพิเศษ 13,500.—

(เหลือเพียง 1 เครื่อง)



Dry Cabinet

AD-80S

- การคุมความชื้น: จอดิจิทัล คุมอัตโนมัติ (25%-60% RH)
- มีไฟ LED ด้านใน ถาดปรับระดับได้ พร้อมกุญแจล็อค

ANDBON

80L

ราคาปกติ ~~10,900.-~~

ราคาพิเศษ 8,300.—

(เหลือเพียง 1 เครื่อง)



Dry Cabinet

AD-100S

- การคุมความชื้น: จอดิจิทัล คุมอัตโนมัติ (25%-60% RH)
- มีไฟ LED ด้านใน ถาดปรับระดับได้ พร้อมกุญแจล็อค

ANDBON

100L

ราคาปกติ ~~12,900.-~~

ราคาพิเศษ 9,900.—

(เหลือเพียง 3 เครื่อง)



Dry Cabinet

AD-80HS

- การคุมความชื้น: จอดิจิทัล คุมอัตโนมัติ (25%-60% RH)
- มีไฟ LED ด้านใน ถาดปรับระดับได้ พร้อมกุญแจล็อค

ANDBON

80L

ราคาปกติ ~~9,900.-~~

ราคาพิเศษ 8,300.—

(เหลือเพียง 2 เครื่อง)



Ultrasonic Cleaner

DR-P100

- หน้าจอ LCD Digital + ปุ่มฟังก์ชัน Degas (ไล่ฟองอากาศ), , Sweep (กระจายคลื่น), Pulse (กระแทกคราบแน่น) + วาล์วน้ำทิ้ง
- หมุนปรับเวลา 1-99 นาที ช่วงปรับอุณหภูมิ: 0°C ถึง 80°C
- วัสดุสแตนเลสทั้งตัว

10L

Derui

ราคาปกติ ~~22,900.-~~

ราคาพิเศษ 18,900.—

(เหลือเพียง 1 เครื่อง)



Laminar Flow Cabinet

LCB-V800

- Laminar Flow ลมเป่าแนวดิ่ง ป้องกันสิ่งเจือปน
- HEPA Filter กรองอากาศประสิทธิภาพสูง
- ระบบฆ่าเชื้อ หลอด UV-C
- หน้าจอเป็นแบบ LCD ดิจิทัล ปรับตั้งค่าการทำงานง่าย

SCITEK

ราคาปกติ ~~91,900~~

ราคาพิเศษ 63,000.—

(เหลือเพียง 2 เครื่อง)



Fume Hood

FMH-800DL

- ช่องสอดมือ ทำงานปลอดภัย ไม่สัมผัสสารเคมี/เชื้อโดยตรง
- ระบบกรองอากาศ ป้องกันไอระเหยและสิ่งปนเปื้อน
- จอ LCD ดิจิทัล แสดงสถานะ ปรับตั้งค่าง่าย
- อะคริลิกใสรอบด้านใน มองเห็นชัดเจน 360 องศา

SCITEK

ราคาปกติ ~~107,900~~

ราคาพิเศษ 89,000.—

(เหลือเพียง 3 เครื่อง)



VACUUM PUMP

GM 0.3II

- ความเร็วดูด 20 ลิตร/นาที
- แรงดันสูญญากาศสูงสุด 200 mbar
- กำลังไฟ 160W
- จำนวนหัวปั๊ม (Pump Head) 1 หัว



GM PUMP

ราคาปกติ ~~12,500.-~~

ราคาพิเศษ 10,500.—

(เหลือเพียง 5 เครื่อง)

VACUUM PUMP

GM 0.5

- ความเร็วดูด 30 ลิตร/นาที
- แรงดันสูญญากาศสูงสุด 200 mbar
- กำลังไฟ 160W
- จำนวนหัวปั๊ม (Pump Head) 1 หัว



GM PUMP

ราคาปกติ ~~18,900.-~~

ราคาพิเศษ 16,500.—

(เหลือเพียง 3 เครื่อง)

VACUUM PUMP

GM 0.5II

- ความเร็วดูด 30 ลิตร/นาที
- แรงดันสูญญากาศสูงสุด 50 mbar
- กำลังไฟ 160W
- จำนวนหัวปั๊ม (Pump Head) 2 หัว



GM PUMP

ราคาปกติ ~~16,800.-~~

ราคาพิเศษ 14,300.—

(เหลือเพียง 1 เครื่อง)

7000 Series Waterproof Multi-Function Pocket Meter

pH • ORP • Conductivity • TDS • Salt • DO • Temperature

7021

- หน้าจอ LCD
- Conductivity (Cond): 0~2000 µS / 2.00~20.00 mS
- TDS: 0~1300 ppm / 1.30~13.00 ppt
- Salt (ความเค็ม)0~1000 ppm/1.00~12.00 ppt
- Temperature (อุณหภูมิ) 0~90.0°C



GONDO EZODO

ราคาปกติ ~~4,900.-~~

ราคาพิเศษ 3,800.—

(เหลือเพียง 8 เครื่อง)

7031

- หน้าจอ LCD
- วัด DO: 0-20.00 mg/L (ppm) /ความละเอียด 0.01 mg/L/ความแม่นยำ ±0.2 mg/L
- วัดอุณหภูมิ: 0-50°C / ความละเอียด 0.1°C / ความแม่นยำ ±0.2°C



GONDO EZODO

ราคาปกติ ~~8,900.-~~

ราคาพิเศษ 7,600.—

(เหลือเพียง 2 เครื่อง)

Water Bath

HH-S1

- ช่วงการทำอุณหภูมิ +5°C ถึง 100°C
- จอแสดงผลและแผงควบคุมแบบดิจิทัล
- วัสดุอ่างและฝา: สเตนเลสสตีล (Stainless Steel) ทนความร้อนและสารเคมี
- ความแม่นยำ ±0.5°C ถึง ±1.0°C

GEN LAB

แบบ 1 หลุม

3.5L



ราคาปกติ ~~8,900.-~~

ราคาพิเศษ 5,900.—

(เหลือเพียง 1 เครื่อง)

Water Bath

HH-S4

- ช่วงการทำอุณหภูมิ +5°C ถึง 100°C
- จอแสดงผลและแผงควบคุมแบบดิจิทัล
- วัสดุอ่างและฝา: สเตนเลสสตีล (Stainless Steel) ทนความร้อนและสารเคมี
- ความแม่นยำ ±0.5°C ถึง ±1.0°C

GEN LAB

แบบ 4 หลุม

12L



ราคาปกติ ~~15,400.-~~

ราคาพิเศษ 11,400.—

(เหลือเพียง 1 เครื่อง)

Water Bath

HH-S6

- ช่วงการทำอุณหภูมิ +5°C ถึง 100°C
- จอแสดงผลและแผงควบคุมแบบดิจิทัล
- วัสดุอ่างและฝา: สเตนเลสสตีล (Stainless Steel) ทนความร้อนและสารเคมี
- ความแม่นยำ ±0.5°C ถึง ±1.0°C

GEN LAB

แบบ 6 หลุม

22L



ราคาปกติ ~~18,800.-~~

ราคาพิเศษ 15,300.—

(เหลือเพียง 2 เครื่อง)

Benchtop Multi-parameter Meter

PL-700PC

- หน้าจอ LCD
- pH: -2.00~16.00 pH (ความแม่นยำ ±0.01)
- mV / ORP: -1999~2000 mV (ความละเอียด 0.1/1 mV)
- Conductivity: 0.0 µS/cm~100.0 mS/cm
- TDS: 0.0 ppm~66.0 ppt (ปรับค่า TDS Factor ได้)
- Salt (ความเค็ม): 0.0 ppm~50.0 ppt
- Temperature: 0~110 °C



GONDO EZODO

ราคาปกติ ~~24,900.-~~

ราคาพิเศษ 21,200.—

(เหลือเพียง 3 เครื่อง)

Benchtop Multi-parameter Meter

PL-700PV

- หน้าจอ LCD
- pH: -2.00 ถึง 16.00 pH (ความละเอียด 0.01 pH / ความแม่นยำ ±0.01)
- mV (ORP): -1999 ถึง +2000 mV
- อุณหภูมิ: 0 ถึง 110 °C



GONDO EZODO

ราคาปกติ ~~18,900.-~~

ราคาพิเศษ 15,500.—

(เหลือเพียง 4 เครื่อง)

Water Bath

HH-S2

- ช่วงการทำอุณหภูมิ +5°C ถึง 100°C
- จอแสดงผลและแผงควบคุมแบบดิจิทัล
- วัสดุอ่างและฝา: สเตนเลสสตีล (Stainless Steel) ทนความร้อนและสารเคมี
- ความแม่นยำ ±0.5°C ถึง ±1.0°C

Lab control

แบบ 2 หลุม

7L



ราคาปกติ ~~9,900.-~~

ราคาพิเศษ 7,800.—

(เหลือเพียง 2 เครื่อง)

Portable Electrochemical Meter

PDO-408

- หน้าจอ LCD
- ช่วงการวัด pH: -2.00 ถึง 16.00 pH ความละเอียด (Resolution): 0.01 pH ความละเอียด (Resolution): 0.01 pH
- ช่วงการวัด ORP (mV): -1999 ถึง +2000 mV ความละเอียด: 0.1 / 1 mV ค่าความแม่นยำ: ±1 ถึง ±2 + 1 digit



GONDO EZODO

ราคาปกติ ~~14,900.-~~

ราคาพิเศษ 12,000.—

(เหลือเพียง 2 เครื่อง)

Digital Refractometer

PDR-108-1

- พารามิเตอร์ที่วัด (Parameter): Brix
- ช่วงการวัด (Range): 0.0~50.0%
- ค่าความละเอียด (Resolution): 0.1%
- ค่าความแม่นยำ (Accuracy): ±0.2%



GONDO EZODO

ราคาปกติ ~~11,400.-~~

ราคาพิเศษ 8,900.—

(เหลือเพียง 1 เครื่อง)

Benchtop Multi-parameter Meter

PL-700PCS

- หน้าจอ LCD
- pH: -2.00~16.00 pH (ความแม่นยำ ±0.01)
- mV / ORP: -1999~2000 mV (ความละเอียด 0.1/1 mV)
- Conductivity: 0.0 µS/cm~100.0 mS/cm
- TDS: 0.0 ppm~66.0 ppt (ปรับค่า TDS Factor ได้)
- Salt (ความเค็ม): 0.0 ppm~50.0 ppt
- Temperature: 0~110 °C



ราคาปกติ ~~28,500.-~~

ราคาพิเศษ 26,300.—

(เหลือเพียง 3 เครื่อง)

(Stirrer)

GONDO EZODO

Benchtop Multi-parameter Meter

PL-700PVS

- หน้าจอ LCD
- pH: -2.00 ถึง 16.00 pH (ความละเอียด 0.01 pH / ความแม่นยำ ±0.01)
- mV (ORP): -1999 ถึง +2000 mV
- อุณหภูมิ: 0 ถึง 110 °C



ราคาปกติ ~~25,500.-~~

ราคาพิเศษ 19,900.—

(เหลือเพียง 1 เครื่อง)

(Stirrer)

GONDO EZODO

Safety Cabinet

SF-Z030

- หน้าจอ: LCD Touchscreen ขนาด 5.5 - 7 นิ้ว
- ระบบกรองอากาศ ไส้กรองคาร์บอน (Activated Carbon) ดูดซับไอระเหยสารไวไฟ (VOCs) ไม่ต้องต่อท่อออกภายนอก
- เหล็ก 2 ชั้นหนา 1.2 มม. มีฉนวนกันความร้อน พ่นสีอีพ็อกซี่สีเหลืองทนสารเคมี



ราคาปกติ ~~88,000.-~~

ราคาพิเศษ 72,000.—

(เหลือเพียง 2 เครื่อง)

SAFOO

Safety Cabinet

SF-030Y

- เหล็กกล้าผนังสองชั้น พร้อมฉนวนกันความร้อน กันไฟและซะลอการลุกลามของไฟ
- ถาดด้านล่างกันสารเคมีหกรั่วไหล
- สายดินป้องกันไฟฟ้าสถิต
- มีแผ่นชั้นวาง 1 ชั้น สามารถวางของได้ 2 ชั้น



ราคาปกติ ~~27,900.-~~

ราคาพิเศษ 21,100.—

(เหลือเพียง 1 เครื่อง)

SAFOO

Safety Cabinet

SF-045Y

- เหล็กกล้าผนังสองชั้น พร้อมฉนวนกันความร้อน กันไฟและซะลอการลุกลามของไฟ
- ถาดด้านล่างกันสารเคมีหกรั่วไหล
- สายดินป้องกันไฟฟ้าสถิต
- แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 2 ชั้น ซึ่งแบ่งพื้นที่จัดเก็บภายในออกเป็น 3 ชั้น



ราคาปกติ ~~44,800.-~~

ราคาพิเศษ 38,100.—

(เหลือเพียง 1 เครื่อง)

SAFOO

Hand-held•Conductivity•TDS•Salt•Meter

CD-104

- หน้าจอ LCD
- พารามิเตอร์ที่วัด Conductivity (EC), TDS, Salt และ Temperature
- ช่วงการวัด
  Conductivity: 0.0~100.0 mS/cm
  TDS: 0.0~66.0 ppt
  Salt: 0.0~50.0 ppt
  Temp: 0.0~90.0 °C
- ความแม่นยำ: ±2% F.S.



ราคาปกติ ~~8,000.-~~

ราคาพิเศษ 5,000.—

(เหลือเพียง 1 เครื่อง)

GONDO EZODO

Hand-held•Conductivity•TDS•Salt•Temp•Meter

MP-103

- หน้าจอ LCD
- พารามิเตอร์ที่วัด: pH, ORP (mV) และ อุณหภูมิ (°C)
- ช่วงการวัด
  pH: -2.00~16.00 pH
  ORP (mV): -1999~1999 mV
  Temp: 0.0~90.0 °C
- ความแม่นยำ: ±0.01 pH + 1 digit / ±2 mV+1 digit / ±0.2°C
- ความละเอียด: 0.01 pH 1 mV / 0.1°C



ราคาปกติ ~~5,300.-~~

ราคาพิเศษ 4,700.—

(เหลือเพียง 2 เครื่อง)

GONDO EZODO